



 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Next To Convenience</i>	PENYEDIAAN INSTRUMEN STERIL		
	No. Dokumen: 032/SPO/UGD/RSPGP/III/2025	No. Revisi: 00	Halaman: 1 / 2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 15 Maret 2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	
PENGERTIAN	Suatu sistem penyediaan alat-alat instrumen yang telah disterilkan oleh petugas agar siap untuk dipakai.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah penyediaan instrument steril di UGD.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Permata Gunung Putri Nomor 141/SK-DIR/RSPGP/III/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Gawat Darurat.		
PROSEDURE	1. Perawat UGD merendam alat – alat instrument yang telah selesai digunakan dalam cairan desinfektan. 2. Perawat UGD mencuci bersih alat – alat instrument yang telah direndam. 3. Perawat UGD mengeringkan instrumen menggunakan kain bersih hingga benar – benar kering. 4. Petugas UGD menyerahkan alat – alat tersebut ke bagian CSSD untuk dimasukan dalam sterilisator. 5. Petugas CSSD memasukan alat yang telah disterilkan kedalam pouches. 6. Petugas CSSD menghubungi petugas UGD untuk melakukan pengambilan alat yang telah selesai di steril. 7. Petugas UGD menyimpan alat – alat yang sudah steril tersebut sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.		
UNIT TERKAIT	- Unit Sterilisasi/ CSSD		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Best & Compassion</i>	PENYEDIAAN INSTRUMEN STERIL		
	No. Dokumen: 032/SPO/UGD/RSPGP/III/2025	No. Revisi: 00	Halaman: 2 / 2

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
PENYUSUN 1	P1	Andari Haryani, A.Md.Kep	SPV UGD		
MENYETUJUI 2	M2	Ns. Amami, S.Kep., M.Kep	Manajer Keperawatan		
VERIFIKATOR 1	V1	Ns. Irma Fatimah, S.Kep	SPI		