

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	MENGANTI DIALIZER BOCOR (BLOOD LEAK)		
	No Dokumen 020/SPO/DIALISIS/RSPGP/2025	No. Revisi : 00	Halaman 1/3

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Tanggal terbit 5 Mei 2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  Rumah Sakit Permata Gunung Putri dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes
PENGERTIAN	Suatu proses perpindahan darah dari kompartemen darah ke kompartemen dialisis yang ditandai dengan alarm darah bocor (<i>blood leak</i>)	
TUJUAN	1. Mencegahnya banyak darah yang terbuang 2. Melindungi darah pasien dari kontaminasi akibat kebocoran dialiser. 3. Menberikan msa aman dan nyaman kepada pasien	
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur RS Permata Gunung Putri Nomor 134/SK-DIR/RSPGP/III/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Dialisis	
PROSEDUR	1. Perawat menjelaskan pada pasien atau keluarga masalah penggantian dialiser. 2. Perawat menyiapkan peralatan yang dibutuhkan {Sput 1cg Heparin, alcohof swab, Dialiser}. 3. Perawat mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. 4. Perawat memakai alat pelindung diri (masker, apron, gogle, dan sarung tangan non steril). 5. Perawat membuka klem infus dan mengklem inlet arteri blood line dengan menurunkan kecepatan Qb 100 ml/mnt. 6. Perawat mengangkat <i>shunt cover</i> mesin dalam posisi <i>by pass</i>. 7. Bila dialiser sudah bersih dari darah, matikan blod pump. 8. Perawat melepaskan : a. Arteri Blcod Line dari dialiser.	

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	MENGANTI DIALIZER BOCOR (BLOOD LEAK)		
	No Dokumen	No. Revisi :	Halaman
	020/SPO/DIALISIS/RSPGP/V/2025	00	3/3

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun	P1	dr. Ida Rosdiana Pattiasina	Dokter Pelaksana Unit Dialisis		3 Mei 2025
Menyetujui	M1	dr. Wediat Setiawan	Manager Pelayanan Medis		5 Mei 2025
Verifikator	V1	drg. Praditiyas Dwioktaviani, M.H	Komite Mutu		5 Mei 2025