





 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PEMBERIAN OBAT MELALUI SYRINGE PUMP		
	No Dokumen : 09/SPO/INTENSIVE/RSPGP/II/2026	No. Revisi : 01	Halaman 1 Dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit: 20 Februari 2026	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	
PENGERTIAN	Syringe pump merupakan alat yang digunakan untuk memberikan obat-obatan secara terus menerus melalui intravena dengan sistem pompa.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam menggunakan syringe pump di Unit Intensive Rumah Sakit Permata Gunung Putri.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Permata Gunung Putri Nomor 081/SK-DIR/RSPGP/III/2025 tentang Pedoman Pelayanan Ruang Intensive.		
PROSEDUR	1. Perawat mengecek order di dalam CPPT SIMRS. 2. Perawat mencuci tangan sesuai standar. 3. Perawat menyiapkan alat-alat - Mesin syringe pump dan kabel charger - Spuit 50 cc, 20cc, 10cc (Sesuai Kebutuhan). - Extension tube - Obat (sesuai Instruksi). - Tiang Infus - Stiker Infus/Stiker obat 4. Perawat menjaga privasi pasien dengan menutup gorden. 5. Perawat mengucapkan salam, senyum, sapa dan memperkenalkan diri. 6. Perawat mengidentifikasi pasien dengan menanyakan nama lengkap dan tanggal lahir, kemudian mencocokkan dengan gelang identitas pasien. 7. Perawat menempatkan alat di dekat pasien. 8. Perawat menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan kepada		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PEMBERIAN OBAT MELALUI SYRINGE PUMP		
	No Dokumen : 09/SPO/INTENSIVE/RSPGP/III/2026	No. Revisi : 01	Halaman 2 Dari 3
	pasien atau keluarga. 9. Perawat menyambungkan kabel power ke listrik. 10. Perawat menekan tombol "ON" atau Power. 11. Perawat memberikan dosis obat atau cairan yang diperlukan. 12. Perawat mengecek ukuran dan merk spuit yang dipakai. 13. Perawat memasang spuit pada syringe pump. 14. Perawat menentukan dosis yang dibutuhkan dengan memutar kenop yang ada pada posisi samping. 15. Jika dosis sudah ditentukan tekan start untuk menjalankannya. 16. Bila alarm berbunyi, matikan tanda alarm, kemudian cek indikasi alarm (posisi syringe, obat habis, dan ada tidaknya tekanan). 17. Perawat melepaskan sarung tangan dan mencuci tangan sesuai standar dan mendokumentasikan tindakan di catatan keperawatan. 18. Perawat Menginfokan ke DPJP bahwa obat sudah Running diberikan kepada pasien sesuai Instruksi.		
UNIT TERKAIT	Semua Unit Keperawatan dan kebidanan		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PEMBERIAN OBAT MELALUI SYRINGE PUMP		
	No Dokumen : 09/SPO/INTENSIVE/RSPGP/II/2026	No. Revisi : 01	Halaman 3 Dari 3

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun	P	Ns. Anna Ristiarini, S.Kep	SPV Intensive Unit		18/2
Menyetujui	M	Ns. Amami, S.Kep., M.Kep	Manager Keperawatan		19/2
Verifikator	V	Ns. Irma Fatimah, S.Kep.	SPI		19/2