

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	TERMINASI HEMODIALISIS DENGAN AKSES CDL		
	No Dokumen 016/SPO/DIALISIS/RSPGP/V/2025	No. Revisi : 00	Halaman 2/3

	sama, maka lakukan prosedur - Perawat menggunakan sarung tangan steril - Perawat menurunkan Qb sampai 100 ml/mnt selama 5 menit terakhir. - Perawat mematikan Qb, klamp bagian merah pada blood line dan lepas dari catheter double lumen. Sambungkan blood line merah dengan infuse set NaCl. Buka klamp - Perawat mengembalikan darah dari mesin ke pasien dengan Qb 100 ml/mnt - Perawat memflush masing-masing double lumen dengan NaCl menggunakan spuit 10 cc - Perawat melakukan Flush dengan NaCl+heparin sesuai dengan volume untuk mengunci masing masing lumen dengan spuit 3 cc - Perawat menutup lumen dengan penutup catheter yang sudah direndam dalam renalin 3.5% - Perawat mendressing catheter dengan kassa dan fiksasi dengan hypafix. - Perawat melakukan kebersihan tangan setelah melakukan tindakan sesuai standart dari WHO
UNIT TERKAIT	- Dokter Pelaksana Dialisis - Perawat Dialisis

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	TERMINASI HEMODIALISIS DENGAN AKSES CDL		
	No Dokumen 016/SPO/DIALISIS/RSPGP/V/2025	No. Revisi : 00	Halaman 3/3

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun	P1	dr. Ida Rosdiana Pattiasina	Dokter Pelaksana Unit Dialisis		3 Mei 2025
Menyetujui	M1	dr. Wediat Setiawan	Manager Pelayanan Medis		3 Mei 2025
Verifikator	V1	drg. Praditiyas Dwioktaviani, M.H	Komite Mutu		3 Mei 2025